

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z NARZĘDZIAMI I SPRZĘTEM MEDYCZNYM W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI:

Pracownik CS oraz użytkownik narzędzi i sprzętu medycznego ma obowiązek dbać o powierzone mu mienie postępując zawsze zgodnie z instrukcją producenta.

MANUALNA DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

1. Metodę tę należy stosować w przypadku:
 - Braku dostępu do automatycznych urządzeń myjąco – dezynfekujących (**awaria myjni**)
 - W przygotowaniu pojedynczych narzędzi na CITO
 - Przygotowania narzędzi nie dopuszczonych przez producenta do mycia maszynowego
1. Opracowując sprzęt skażony należy stosować środki ochrony osobistej, poprzedzone dezynfekcją rąk wg. Ayllifa.
2. Transport materiału skażonego do CS odbywa się w opisanych, szczelnych opakowaniach transportowych, po wstępnej dezynfekcji
3. Dopuszcza się transport materiału skażonego na „sucho”, bez wstępnej dezynfekcji w miejscu użycia, w czasie do 3 godziny od chwili użycia.
 - W przypadku narzędzi z widocznymi zanieczyszczeniami materiałem biologicznym, zalecane jest wstępne mycie i oczyszczanie z zastosowaniem preparatów np. enzymatycznych oraz myjni ultradźwiękowej. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach należy użyć szczotek dedykowanych do doczyszczania narzędzi.
 - szczotki po użyciu poddaj procesowi mycia i dezynfekcji
1. Do dezynfekcji właściwej, zawsze należy stosować preparaty dezynfekcyjne o pełnym spektrum działania, przeznaczone do narzędzi i sprzętu medycznego.
2. Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta odnośnie tolerancji materiałowej wyrobu medycznego.
3. Roztwór dezynfekcyjny przygotować zgodnie z instrukcją producenta preparatu.
4. Roztwory sporządzać codziennie w czystych pojemnikach z pokrywą, wyposażonych w perforowaną siatkę - sito. Przy dużym zanieczyszczeniu biologicznym roztwór należy wymieniać częściej.



5. Pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym należy opisać (nazwa preparatu, stężenie, data i godzina przygotowania roztworu, podpis osoby przygotowującej roztwór.)
6. Narzędzia i sprzęt zdemontowany i otwarty (zgodnie z instrukcją producenta) układać ostrożnie (unikać rozpryskiwania) w pojemniku dezynfekcyjnym. Sprzęt powinien być całkowicie zanurzony, a środek dezynfekcyjny powinien dotrzeć do wszystkich powierzchni narzędzi, zagłębień i kanałów (usunąć pęcherzyki powietrza). Jeżeli kanał narzędzi jest o bardzo wąskim świetle, można podać środek dezynfekcyjny do środka za pomocą strzykawki.
7. W czasie dezynfekcji pojemnik przykryć, nadzorować czas rozpoczęcia i ukończenia dezynfekcji.

MANUALNE MYCIE - OSUSZANIE PO DEZYNFEKCJI

1. Narzędzia po dezynfekcji właściwej wyjąć z sitem, odsączyć i wstawić do komory zlewu przeznaczonego do tego celu.
2. S płukać narzędzia pod bieżącą wodą
 - pod małym strumieniem wody zwracając uwagę żeby woda docierała do wszystkich zagłębień i kanałów
 - umyte i zdezynfekowane narzędzia płukane są pod bieżącą wodą, a do ostatniego płukania użyta jest woda DEMI,
1. Narzędzia przekaż na stronę czystą