

PYTANIE:

Jaki termin ważności ma materiał poddany tylko dezynfekcji, np. łyżki laryngoskopowe, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

ODPOWIEDŹ:

Wyroby niskiego ryzyka i niektóre z grupy średniego ryzyka wymagają tylko dezynfekcji do uzyskania bezpieczeństwa stosowania. Dla wyrobów dezynfekowanych nie ma systemu pozwalającego na wyznaczenie terminu przydatności, ponieważ jest zbyt dużo zmiennych w procesie technologicznym. Nie można ustalić poziomu bezpieczeństwa (SAL), ani potwierdzić wskaźnikami mikrobiologicznymi powtarzalności i skuteczności procesów. Wyroby używane po dezynfekcji mają być tzw. czyste, czyli nie mogą być zanieczyszczone drobnoustrojami chorobotwórczymi. Najlepiej, jeśli są użyte bezpośrednio po wykonaniu dezynfekcji, a jeśli mają być w gotowości jako czyste, należy zabezpieczyć je przed możliwością skażenia. . W związku z czym należy je opakowywać , w warunkach przekazywania ich użytkownikowi z sterylizatorni, w opakowaniach czystych i zabezpieczających przed wpływem czynników zewnętrznych (specjalistyczne worki foliowe). W tym przypadku nie można jednoznacznie wyznaczyć terminu ważności, ponieważ nie ma przesłanek do zagwarantowania okresu zachowania ich czystości. Szafa do przechowywania wyrobów czystych jak i sterylnych i powinna być regularnie myta i dezynfekowana. Każdy użytkownik określa samodzielnie termin przydatności uwzględniając rodzaj preparatu, spektrum biobójcze, czystość mikrobiologiczną wody do płukania, suszenie, warunki przechowywania.

Zespół Konsultantów Naukowych

Elżbieta Kutrowska

Waldemar Olszak

06.09.2018 r.